

التاريخ: 10/02/2022

السادة:
تلفون:
إيميل:

Q192.2022

رقم الاستدراج:

أدوات اسنان

BR2122-000633

استدراج عروض أسعار: الرجاء تزويدنا بأسعار اللوازم التالية شامل لضريبة القيمة المضافة:

#	اسم الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	اجمالي تكلفة البند
1	MSE Type-2 Starter Kit مرفق المزيد من المواصفات وطبيعة الإستخدام على الصفحات رقم 2,3	عدد	1		
			المجموع الكلي (ش.ض)	دولار	

تعليمات الاستدراج	
** آخر موعد لتسليم العروض هو يوم:	الأربعاء
** الموافق:	16/02/2022
** طبيعة البنود المطلوبة:	أدوات اسنان
** بعملة:	شيقل
** الأسعار تشمل التوصيل ل:	مقر الجامعة في رام الله
** نوع التوريد:	توريد كامل
** يرجى إرسال العرض ب:	بالإيميل

شروط الاستدراج:	
** ضرورة تحديد مدة الكفالة إن وجدت.	
** ضرورة تحديد مدة التوريد من تاريخ استلام امر الشراء، و في حال عدم الالتزام يتم فرض غرامة تأخير.	
** ختم وتوقيع المورد المعتمد على هذا النموذج، وكتابة رقم الاستدراج واسم الشركة كما هو مسجل لدى الضريبة على الظرف.	
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات يرجى الاتصال على هاتف 042418888 رقم داخلي 1481 أو الرقم 1491	
** للمراجعة والاستفسار بخصوص المواصفات عن طريق فاكس 042510972 أو بريد الكتروني manal.daraghmah@aaup.edu	
** لمشاهدة العطاءات والاستدراجات، يرجى الدخول الى الرابط http://www.aaup.edu/tenders	



Developed by Dr. Won Moon, the MSE is a version of the Microimplant Assisted Rapid Palatal Expander (MARPE). The MSE is capable of producing dramatic maxillary skeletal expansion. The MSE uses 4 TADs for fixation to the palate and a wrench for activation. It attaches to 2 molar bands via 4 legs for stabilization.

- Non-surgical orthopedic expansion in adults
- Non-surgical expansion in high-angle cases
- Improve obstructive nasal airway
- Autoclavable [Minimum of 15 minutes over 121°C. TADs must be removed from plastic cover before autoclaving]
- Ratchet Wrench is designed for a maximum torque of 80Ncm. When greater torque is applied, the instrument is designed to fail, rather than causing TAD failure. The failed driver must then be replaced.
- Slower movement and regular pauses when inserting TADs are a good practice, as is pre-drilling pilot holes for patients with particularly thick and dense cortical plates.

Included in Package

- (1) - 10mm MSE expansion screw
- (4) - Fixation TADs (11mm)
- (1) - Small driver
- (1) - Ratchet wrench driver
- (2) - Activation wrenches
- (2) - Safety leashe

Specifications

	More Information
GLO Exclusive	Yes
Depth	14.15 mm
Arch	Upper
Contains Friction	No
Movement per Rotation	.8
Acrylic Born	Non-Acrylic Applications
Activation Points	1 Point



Non-Separating Feature	No
Expansion Amount	10mm
Used For	Maxillary Skeletal Expansion
Non-Backup Feature	No
Length	16.15 mm
Spring Loaded	No
Type	Maxillary Skeletal Expander
Width	4.5 mm

3/3

