



دائرة اللوازم والمشتريات

عطاء رقم (T10 /2021.22)

أجهزة ولوازم علاج النطق

2021-2022



عطاء أجهزة ولوازم علاج النطق

وثائق العطاء:

أ- الجزء الأول:

(1) دعوة العطاء

(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للعطاء

(3) طريقة الدفع

ب- الجزء الثاني:

(1) جدول الكميات ومواصفات الفنية



الجزء الأول (1)

إعلان طرح عطاء رقم T10-2021.22

أجهزة ولوازم علاج النطق

تدعو الجامعة العربية الأمريكية الشركات المختصة الى المشاركة في العطاء المذكور أعلاه. يمكن الاستفسار أو الحصول على وثائق العطاء من دائرة اللوازم والمشتريات في الجامعة/ مبنى الدوائر الإدارية الطابق الثاني، هاتف- 04 2418888- تحويلة 1488 فاكس 04 2510972 بريد الكتروني pnp@aaup.edu مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 50 دولار أمريكي تدفع في إحدى البنوك المعتمدة وذلك اعتباراً من يوم (الخميس) الموافق 2021/11/4

ملاحظات :

1. تقديم عرضين: فني ومالي، وسيتم دراسة العروض فنياً ومالياً لاختيار العرض المناسب.
2. آخر موعد لتسليم العطاءات هو في تمام الساعة الثانية من يوم (الخميس) 2021/11/25 ولنفس المكان.
3. يجب تقديم كفالة دخول عطاء 5% من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق لصالح الجامعة العربية الأمريكية.
4. الأسعار (شيكل) وتشمل جميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة وعلى المورد تقديم الفواتير الضريبية وشهادة خصم المصدر.
5. الجامعة غير ملزمة بأقل الأسعار وبدون إبداء الأسباب.
6. رسوم الاعلان على من يرسو عليه العطاء.
7. بإمكانكم الاطلاع على النظام الداخلي لدائرة اللوازم والمشتريات من خلال زيارة صفحة الجامعة العربية الأمريكية على الانترنت. www.aaup.edu



(2) الشروط والتعليمات التنظيمية للطاء

1. على جميع المشاركين في العطاء الالتزام التام بهذه الشروط والتعليمات، وهي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أي أمر شراء أو عقد يبرم مع المشارك الفائزة ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك في أمر الشراء أو العقد.
2. في هذه الشروط والتعليمات يرمز إلى "الجامعة العربية الأمريكية بالاختصار (AAUP)".
3. يجب أن تكون الشركة المتقدمة للطاء مسجلة رسمياً ومشتغلاً مرخصاً.
4. تقدم الأسعار (شيكاً) شاملاً لجميع الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT).
5. يلتزم المشارك الفائزة بتقديم شهادات خصم المصدر والفواتير الضريبية اللازمة وأية مستندات قانونية أخرى تغطي عملية الشراء.
6. يجب أن تشمل الأسعار على جميع المصاريف المطلوبة من النقل والتركيب والتشغيل والفحص والصيانة والتدريب في المواقع المحددة في جدول المواصفات والكميات المرفق.
7. يجب أن تكون الأسعار المقدمة سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوماً من تاريخ تقديم العرض.
8. على المشارك الفائزة تقديم كفالة حسن تنفيذ خلال أسبوع من تاريخ الاتفاقية بحيث تعادل (10%) من قيمة الاتفاقية على شكل كفالة بنكية صادرة عن إحدى البنوك العاملة في فلسطين أو شيك مصدق صادر لصالح "الجامعة العربية الأمريكية".
9. إذا تخلف المناقص الفائزة عن تقديم كفالة حسن التنفيذ عن الموعد المحدد في البند السابق فإنه يحق لـ (AAUP) إلغاء الإحالة.
10. إذا تخلف المناقص الفائزة عن التوقيع على عقد التنفيذ و تسليم الكفالات والتأمينات المطلوبه منه خلال أسبوع من تاريخ قرار الاحالة، يعتبر مستنكفا عن تنفيذ العطاء ويصادر مبلغ الكفالة أو التأمين دخول العطاء بالاضافة الى ذلك يتحمل فرق السعر و/أو اي أضرار أخرى قد تلحق بالجامعة نتيجة استنكافه ويحرم من لمشاركة في عطاءات الجامعة لمدة عام.
11. اذا تخلف المناقص الفائزة عن تنفيذ العطاء الذي احيل عليه او خالف شرطاً من شروط العقد يحق للجامعة مصادرة كفالة دخول العطاء أو حسن التنفيذ أو جزء منها وتنفيذ العطاء مباشرة من الجامعة أو اية جهة تراها مناسبة بالاسعار والشروط والطريقة المناسبة ويتحمل المناقص أي فروقات بالاسعار مضاف اليها 15% من اجمالي قيمة العطاء.
12. يتحمل المناقص المتخلف دفع تعويض بدل اي عطل او ضرر قد يلحق بالجامعة نتيجة لذلك.



13. تعاد كفالة حسن التنفيذ بعد استكمال التوريد وجميع شروط العقد أو أوامر الشراء وبموجب الوثائق الأصولية اللازمة للاستلام.
14. على المشاركين في العطاء ارفاق كتالوجات عن المنتج.
15. يلتزم من يرسو عليه العطاء بدفع غرامة تأخير بواقع (0.1%) عن كل يوم تأخير من قيمة الأعمال المنجزة عن الوقت المحدد في الاتفاقية، ويتم احتساب هذه الغرامات من الدفعات المستحقة له أو من كفالة حسن التنفيذ.
16. يحق لـ (AAUP) إلغاء العطاء دون إبداء الأسباب كما أن (AAUP) غير ملزمة بإحالة العطاء على أقل العروض سعراً دون إبداء الأسباب. ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة لها دون أن يكون لأي من المشاركين الحق في الرجوع إليها بأي خسارة أو ضرر ناجم عن تقديم عرضه ولا يترتب على (AAUP) أي التزامات مادية أو غير مادية مقابل ذلك، كما يحق لـ (AAUP) تجزئة العطاء بما تراه مناسباً ودون ابداء أسباب.
17. يلتزم من يرسو عليه العطاء بتقديم كفالة بنكية (صيانة) بقيمة (5%) من قيمة الأعمال المنجزة صالحة لمدة عام من تاريخ تسليم الأعمال.
18. على المشارك في العطاء تقديم عرضه على أساس المواصفات الفنية المبينة في وثائق العطاء وبموجب الكميات المحددة في جدول الكميات المرفق.
19. لا يجوز للمشارك في العطاء أن يتنازل لأي طرف آخر عن كل أو جزء من أمر الشراء دون الحصول على إذن خطي من (AAUP) مع الاحتفاظ بكامل حقوق (AAUP) وفقاً لشروط أمر الشراء.
20. عند دراسة العروض يؤخذ بعين الاعتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية والفنية وقدرته على الوفاء بالتزامات العطاء وخبرته في تقديم اللوازم المطلوبة والسمعة التجارية والتسهيلات التي يقدمها ويجوز استبعاد عرضه لنقص كل أو بعض هذه المتطلبات.
21. لا تقبل العروض أو التعديلات التي ترد بعد التاريخ والموعده المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.
22. يجب تعبئة جداول المواصفات المرفقة و لن ينظر بأي عرض لا يلتزم بتعبئة الجداول.

- ❖ ويسمح بتقديم عرضين اثنين فقط كحد أقصى لكل بند.
- ❖ يجب تقديم عرضي الاسعار الفني والمالي بنسختين: الأولى ورقية، والأخرى الكترونية (محواسبة).
- ❖ تقديم العرضين المالي والفني الورقيين بالظرف المختوم، مع ضرورة وضع ختم الشركة والتوقيع على كل الصفحات (للعرض المالي بالذات).



(3)

طريقة الدفع

خلال (90) يوماً من التوريد والقبول والاستلام النهائي، مقابل تقديم الكفالات المطلوبة.



الجزء الثاني

1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
عطاء أجهزة ولوازم علاج النطق
جدول المستهلكات

No.	Product	Unit	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
1.	Stuttering severity instrument (SSI-4)	عدد	2.00		
2.	IISH School Readness Tes للاستعداد المدرسي الأولي (جش)	عدد	2.00		
3.	Jordanian Expressive Vocabulary Test	عدد	2.00		
4.	IISH Articulation Test (JAT) اختبار جش للنطق	عدد	1.00		
5.	IISH Arabic Comm قائمة جش العربية لقياس تطور التواصل اللغوي	عدد	1.00		
6.	Preschool Language Scales Fifth Edition (PLS-5)	عدد	1.00		
7.	Mini Inventory of Right Brain Injury-2 (MRIBI-2)	عدد	1.00		
8.	Ross Inventory Processing Assessment-2 (RIPA-2)	عدد	1.00		
9.	Frenchay Dysarthria Assessment-2 (FDA-2)	عدد	1.00		
10.	Cambridge Prospective Memory Test (CAMPROMPT) – Complete Kit	عدد	1.00		
11.	Western Aphasia Battery-Revised	عدد	1.00		
12.	SCAN-3:A Tests for Auditory Processing Disorders in Adolesce	عدد	1.00		
13.	SCAN-3:C Tests for Auditory Processing Disorders for Childre	عدد	1.00		
14.	SAFE: Swallowing Ability and Function Evaluation	عدد	1.00		
15.	Visual Object and Space Perception Battery (VOSP) – Complete	عدد	1.00		
16.	Doors and People Test – Complete Kit	عدد	1.00		
17.	OASES English (Non-USA, Print-Your-Own):OASES Technical / Sc	عدد	1.00		
18.	OASES-S (ages 7-12) Response Forms	عدد	1.00		
19.	OASES-T (ages 13-17) Response Forms	عدد	1.00		
20.	OASES-A (ages 18+) Response Forms	عدد	1.00		
21.	(ADOS™-2) Autism Diagnostic Observation Schedule™, Second Ed	Each	1.00		
22.	ADOS-2 Hand-scored Upgrade Package (SKU: W-606)	Each	1.00		
23.	UNIT2™: Universal Nonverbal Intelligence Test– Second Edition	Each	1.00		
24.	Behavioural Inattention Test (BIT) – Complete Kit	Each	1.00		
25.	Burns Brief Inventory of Communication and Cognition – Compl	Each	1.00		



No.	Product	Unit	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
26.	Repeatable Battery for the Assessment of Neuropsychological	Each	1.00		
27.	Gloves Latex (medium)	علبة	10.00		
28.	Gloves Latex (large)	علبة	10.00		
29.	Dental Mirror, Front Surface (15/16 Diameter)	عدد	10.00		
30.	Face Shield Uvex	عدد	4.00		
31.	Yellow Chewy Tube (Smooth)	Each	20.00		
32.	Feeding Bottle with Flexible Tube	Each	5.00		
33.	Flexi Cut Cup Two ounce	Each	5.00		
34.	Gravity Assisted Drinking Cup	Each	5.00		
35.	OraStretch® Press Jaw Motion Rehab System - International -	Each	1.00		
36.	OraStretch® Press Jaw Motion Rehab System - International -	Each	1.00		
37.	OraStretch Bite Pads Pack – STANDARD	Box	2.00		
38.	OraStretch Bite Pads Pack – Pediatric	Box	2.00		
39.	ABILEX™ Oral Motor Exerciser	عدد	10.00		
40.	VocalStraws	عدد	10.00		
41.	Tongue PRESS	رزمة	2.00		
42.	Directmist	Each	3.00		
43.	CTAR Ball	رزمة	2.00		
44.	Smile Facial Muscle Exerciser	عدد	10.00		
45.	Jawzrsize 'Pop N Go' + mini Pop N Go	عدد	5.00		
46.	Disposable Oral swabs	Box	2.00		
47.	Nuk Massager Brush	عدد	5.00		
48.	ARK's 10-Tip Set for The Z-Vibe	Box	5.00		
49.	ARK's Z-Vibe Oral Stimulator for Speech & Feeding (Royal Blu	عدد	5.00		
50.	OraStim Oral Stimulator	Box	5.00		
51.	Textured Spoons	Box	2.00		
52.	Swallow mist from theraSIP	عدد	5.00		
53.	Ice Finger for Oral Stimulation	عدد	30.00		
54.	Novo cup	عدد	5.00		
55.	Food Thickener	Box	2.00		
56.	Maroon Spoons /large size	رزمة	1.00		
57.	Maroon Spoons /small size	رزمة	1.00		
58.	Expiratory Muscle Strength Training (EMST)	Box	20.00		
59.	HumbEE Velo-Pharyngeal Air Emission Feedback Kit + replaceme	Each	2.00		
60.	See-Scape	Each	2.00		
61.	Human Anatomical Nasal Cavity Throat Model	عدد	2.00		
62.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ل	Box	7.00		



No.	Product	Unit	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
63.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ف	Box	7.00		
64.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ن	Box	7.00		
65.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ب	Box	7.00		
66.	بطاقات النطق بسهولة: صوت م	Box	7.00		
67.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ز	Box	7.00		
68.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ر	Box	7.00		
69.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ص	Box	7.00		
70.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ك	Box	7.00		
71.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ق	Box	7.00		
72.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ج	Box	7.00		
73.	بطاقات النطق بسهولة: صوت خ	Box	7.00		
74.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ح	Box	7.00		
75.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ش	Box	7.00		
76.	بطاقات النطق بسهولة: صوت س	Box	7.00		
77.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ع	Box	7.00		
78.	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: سن ما قبل المدرسة	Each	1.00		
79.	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: السنة الثالثة	Each	1.00		
80.	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى : السنة الثانية	Each	1.00		
81.	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: السنة الأولى	Each	1.00		
82.	دليل التحفيز اللغوي لأولياء أمور الأطفال في سن ما قبل المدرس	Each	1.00		
83.	برنامج جش للتأهيل السمعي اللفظي (جرس)	Each	3.00		
84.	تطوير المهارات الاجتماعية	Each	3.00		
85.	المثنى والجمع	Box	7.00		
86.	بطاقات الكلمات المتشابهة	Box	7.00		
87.	كتاب تطوير المفردات:قوائم وأنشطة لتطوير وإثراء المفردات	عدد	1.00		
88.	كتاب تطوير المهارات السمعية	عدد	3.00		
89.	كتاب تطوير المهارات اللغوية	عدد	3.00		
90.	كتاب تعلم نطق الأصوات من الالف الى الياء	عدد	1.00		
91.	برنامج علاج التأته للمراهقين والبالغين	عدد	2.00		
92.	دليل التدخل المبكر للأطفال الذين يعانون من ضعف سمعي	عدد	2.00		
93.	BIGmack Communicator	Each	5.00		
94.	Wireless Bluetooth Toy Microphone with Led Lights	عدد	5.00		
95.	doll girl دمية بنت-	عدد	7.00		
96.	doll boy دمية ولد-	عدد	7.00		
97.	doll house لعبة البيت الخشبي -	عدد	3.00		
98.	doll car large size لعبة سيارة حجم صغير-	عدد	10.00		
99.	doll car small size لعبة سيارة حجم كبير-	عدد	10.00		
100.	doll train لعبة القطار-	عدد	10.00		
101.	doll plane لعبة طائرة-	عدد	10.00		
102.	doll house furniture اثاث المنزل الخشبي-	Box	5.00		







No.	Product	Unit	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
103.	musical toysمجموعة الأدوات الموسيقية-	Box	5.00		
104.	سلسلة الأفعال	Box	7.00		
105.	سلسلة تصنيف التسوق	Box	7.00		
106.	سلسلة تصنيف المنزل	Box	7.00		
107.	صندوق سلوكياتي	عدد	4.00		
108.	سلسلة سبب ونتيجة	Box	7.00		
109.	سلسلة المشاعر	Box	7.00		
110.	سلسلة ما الشيء المفقود	Box	7.00		
111.	سلسلة ابحث وطابق المهن	Box	2.00		
112.	صندوق العلاقات	عدد	7.00		
113.	صندوق الاحداث المتتابعة	عدد	7.00		
114.	صندوق مساطر الانماط كبير	عدد	7.00		
115.	سلسلة ابحث و طابق-قبل و بعد	Box	7.00		
116.	listen to thisسلسلة	Box	4.00		
117.	Which is wrongسلسلة ما الخطأ	Box	7.00		
118.	Occupation Projectسلسلة	Box	2.00		
119.	مجموعة العاب حيوانات الغابة	Box	7.00		
120.	مجموعة العاب حيوانات المزرعة	Box	7.00		
121.	لعبة نفخ الصابون -bubbles	عدد	30.00		
122.	مجموعة فواكه بلاستيك	Box	7.00		
123.	مجموعة خضار بلاستيك	Box	7.00		
124.	معجون (ملتينه)	عدد	5.00		
125.	سجادة السلم والحية	عدد	3.00		
126.	Puppetدمى قماشية	عدد	20.00		
127.	لعبة التلبيس المغناطيسية/انثى	عدد	4.00		
128.	لعبة التلبيس المغناطيسية/ذكر	عدد	4.00		
129.	دومينو بزل	عدد	6.00		
130.	لعبة المنطق	عدد	6.00		
131.	لعبة كاشير السوبرماركت	عدد	4.00		
132.	بالونات	Box	10.00		
133.	دفتر تلوين	عدد	10.00		
134.	Uno card game-لعبة بطاقات الاونو-	Box	4.00		
135.	كرة بلاستيك حجم وسط	عدد	7.00		
136.	معقم يدين طبي	عدد	10.00		
137.	لوحة بزل المواصلات	Each	7.00		
138.	مطابقة فواكه	Each	3.00		
139.	اعتنى بشعري	Each	3.00		
140.	مطابقة ملابس	Each	3.00		
141.	اعتنى بأسناني	Each	3.00		
142.	اعتنى بوجهي	Each	3.00		
143.	وجه الولد	Each	3.00		











No.	Product	Unit	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
144.	وجه البنت	Each	3.00		
145.	جسم البنت	Each	3.00		
146.	Alcohol 70%	لتر	7.00		
147.	معطر جو AIRWICK	عدد	5.00		
148.	ترامبولين مربع صغير	Each	1.00		
149.	نفق دودة صغير	Each	1.00		
150.	صيد السمك	Each	2.00		
151.	لعبة تعليم الملابس - بنات	Each	2.00		
152.	فلاش الشكل وظله	Each	2.00		
153.	سلسلة ابحاث وطابق-المعكوسات	Each	5.00		
154.	سلسلة ابحاث وطابق-العلاقات	Each	5.00		
155.	سلة الفواكه	Each	2.00		
156.	مرمي كرة سلة 1081	Each	3.00		
157.	كرة سلة حجم وسط	Each	3.00		
158.	العب مع الخرز حجم كبير	Each	2.00		
159.	ليجو بلاستيك 105 قطع	رزمة	3.00		
160.	مكعبات البناء الملونة 75 قطعه	رزمة	1.00		
161.	صندوق الذاكرة (صغير) حيوانات E019	عدد	3.00		
162.	Tongue depressor. (Wooden	علبة	3.00		
163.	talk tools Kit (bubbles, straws, guide book	Each	2.00		
164.	ابتكر مع المسمار والشاكوش	Each	3.00		
165.	برج الالوان جديد	Each	3.00		
166.	لوحة الانماط بالالوان	Each	2.00		
167.	العب متطابقة/ حيوانات G104	عدد	2.00		
168.	Storage Box	عدد	5.00		
169.	Pounding Bench & Xylophone	Each	5.00		
170.	Wire beads toy	Each	4.00		
171.	Garage toy	Each	2.00		
172.	noah's ark shape sort	Each	2.00		
173.	Find and count on colour	Each	3.00		
174.	Find the row	Each	3.00		
175.	Car slider toy	Each	2.00		
176.	Tracheostomy Set (cuffles and cuffed) وحدة فتحة الحلق	عدد	2.00		
177.	جسم الولد	Each	3.00		
178.	PICS FOR PECS® (CD)	عدد	1.00		
179.	Virtual Audiometer program for the student (CD)	عدد	2.00		
180.	694725 TUNING FORK SET	عدد	1.00		
Total					

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnnp@aaup.edu








صورة البند Item's picture	الوصف Description	اسم البند Item name
	Latex gloves without powder	Gloves Latex (medium)
	Latex gloves without powder	Gloves Latex (large)
	Disposable sterile wooden tongue depressor for medical use	Tongue depressor. (Wooden) (box of 100 pcs)
	60 x 40 x 33 cm High quality 50 litre storage box.	Storage Box
	Bubbles and straws kits and their guide books	talk tools Kit (bubbles, straws, guide book)
		Face Shield Uvex
	Item # 694725 Top-quality aluminum magnesium tuning forks for studying auditory physiology and hearing acuity. Includes 6 forks, one each of the following frequencies. 128 cps, 512 cps, 2,048 cps, 256 cps, 1,024 cps, 4,096 cps.	694725 TUNING FORK SET













	<p>Chewy Tubes are an innovative oral motor device designed to provide a resilient, non-food, chewable surface for practicing biting and chewing skills. Intended for individual use</p>	<p>Yellow Chewy Tube (Smooth)</p>
		<p>Feeding Bottle with Flexible Tube</p>
		<p>Flexi Cut Cup Two ounce</p>
		<p>Gravity Assisted Drinking Cup</p>
 	<p>Size: CR102 The Press Rehab System is a hand operated device that provides easy home therapy and stretching for limited jaw opening, trismus, and dysfunction. The press successfully prevents and treats trismus from cancer, trauma, TMJD, facial burns, and stroke. Press system includes a kit with the Power bands and an extra pack of pads.</p>	<p>Press Jaw Motion Rehab System - International - adult standard</p>
 	<p>Size: CR1025 The Press Rehab System is a hand operated device that provides easy home therapy and stretching for limited jaw opening, trismus, and dysfunction. The press successfully prevents and treats trismus from</p>	<p>Press Jaw Motion Rehab System - International - pediatric</p>








	<p>cancer, trauma, TMJD, facial burns, and stroke Press system includes a kit with the Power bands and an extra pack of pads.</p>	
	<p>These foam bitepads for the STANDARD press jaw motion rehab system. Each pack contains 4 pads.</p>	<p>Bite Pads Pack – STANDARD</p>
	<p>Bitepads for the PEDIATRIC press jaw motion rehab system. Each pack contains 4 pads.</p>	<p>Bite Pads Pack – Pediatric</p>
	<p>Oral Motor Exerciser device is intended to build strength and coordination of the tongue and lips, while the unique design provides oral awareness and enables safe practice of swallow skills.</p>	<p>Oral Motor Exerciser</p>
	<p>VocalSTRAWS are for voice rehabilitation using Semi-Occluded Vocal Tract (SOVT) exercises. This set comes with four telescoping straws which are easily cleansed and a printed chart of voice exercises to augment any voice therapy program.</p>	<p>VocalStraws</p>
	<p>Strengthen the tongue to improve speech and swallowing. Can be used with children and adults</p>	<p>Tongue PRESS</p>









	<p>DIRECTMIST is a long arm mist sprayer for positioning small amounts of liquid fluids in areas with greater strength or control.</p>	<p>Directmist</p>
	<p>Chin Tuck Against Resistance Ball Based on research by Yoon WL et al. New method of enhancing suprahyoid muscle activity.</p>	<p>CTAR Ball Pack of 3</p>
	<p>provides a unique workout that slims, tones, tightens, or strengthens face, neck, and jaw</p>	<p>Jawzrsize 'Pop N Go' series</p>
	<p>Use as mouth exerciser and help to correct mouth shape and make face shape line smoother. Lightweight and comfortable for mouth.</p>	<p>Smile Facial Muscle Exerciser</p>
	<p>Disposable oral swabs are sterile, unflavored oral swabs for use in the oral care. It is suitable for application of liquids or gels, cleaning, and some other oral using.</p>	<p>Disposable Oral swabs (box of 50)</p>

	<p>Manual brush that is helpful for many different oral and sensory issues.</p>	<p>Nuk Massager Brush</p>
	<p>The 10 most popular tips for the Z-Vibe Set includes: 1 Probe Tip, 1 Preefer Tip, 1 Mini Tip, 1 Hard Fine Tip, 1 Bite-n-Chew Tip, 1 Textured Bite-n-Chew Tip XL, 1 Hard Spoon Tip, 1 Soft Spoon Tip, 1 Hard Brush Tip, & 1 Soft Brush Tip</p>	<p>ARK's 10-Tip Set for The Z-Vibe</p>
	<p>Item model no.: DnZV100RoyalAR Batteries : 1 AAAA batteries required It's Smooth, gentle vibration helps "wake up" the mouth and increase oral awareness</p>	<p>ARK's Z-Vibe Oral Stimulator for Speech & Feeding (Royal blue)</p>
	<p>A dedicated tool for the Therapist to encourage stimulation in the oral cavity following surgery, stroke or other neurological injuries</p>	<p>OraStim Oral Stimulator (Pack of 10)</p>
	<p>Textured Spoons combine oral-sensory stimulation with feeding</p>	<p>Textured Spoons (Small, Pack of 6)</p>



	<p>Provides a safe way to practice swallows. Fine mist helps to moisten the mouth. Effective tool for clients with swallowing problem</p>	<p>Swallow mist</p>
	<p>Ice Finger For Oral Stimulation is easy to use with clients who resist intraoral stimulation or have difficulty following one-step commands. Features: -Can be refrozen and used over and over again with a single user. -Latex free - 4" long below the handle with 5/8" diameter</p>	<p>Ice Finger for Oral Stimulation</p>
	<p>This Novo Cup will safely contain up to 250ml of hot or cold drink and it is especially useful for people with restricted movement. Non-spill design Capacity: 250ml Lid removes easily for cleaning Microwave safe Dishwasher safe</p>	<p>Novo cup</p>
	<p>Original Food & Beverage Thickener, 36 oz Canister</p>	<p>Food Thickener</p>
		<p>Maroon Spoons (Large size, pack of 10)</p>



		<p>Maroon Spoons (small size, pack of 10)</p>
	<p>Includes: mouthpiece, nose clip, and instructional brochure Universal size, comfort fit mouthpiece should be used as a replacement if the end user loses the one included with their device Use the EMST 150 Expiratory Muscle Strength Trainer to improve coughing, swallowing, and breathing muscles with a calibration adjustable from 0-150cm H2O</p>	<p>Expiratory Muscle Strength Training (EMST)</p>
	<p>HumBEE is a handheld feedback tool for monitoring nasal air emission during speech production.</p>	<p>HumBEE Velo Pharyngeal Air Emission Feedback Kit + replaceme</p>
	<p>The See-Scape detects nasal emission of air during speech. With the nasal tip in one of the client's nares, any emission of air will cause the float to rise in the rigid plastic tube.</p>	<p>See-Scape kit</p>
	<p>Anatomical Nasal Cavity Throat Anatomy Medical Model for patient education and anatomical study</p>	<p>Human Anatomical Nasal Cavity Throat Model</p>
		<p>Tracheostomy Set (cuffles and cuffed) وحدة فتحة الحلق</p>








الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت اللام	بطاقات النطق بسهولة: صوت ل
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الفاء	بطاقات النطق بسهولة: صوت ف
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت النون	بطاقات النطق بسهولة: صوت ن
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الباء	بطاقات النطق بسهولة: صوت ب
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الميم	بطاقات النطق بسهولة: صوت م
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الزين.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ز
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الراء.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ر
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الصاد.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ص
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الكاف.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ك
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت القاف.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ق
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الجيم.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ج
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الخاء.	بطاقات النطق بسهولة: صوت خ
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الحاء.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ح
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت الشين.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ش
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت السين.	بطاقات النطق بسهولة: صوت س
الوصف: بطاقات تحتوي على مجموعة كلمات تبدأ، تتوسط وتنتهي بصوت العين.	بطاقات النطق بسهولة: صوت ع
بطاقات مصورة ملونة تحوي أنشطة مفيدة لتطوير مهارات الطفل التواصلية والادراكية	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: سن ما قبل المدرسة
بطاقات مصورة ملونة تحتوي على العديد من الأنشطة المفيدة لتطوير مهارات الطفل التواصلية والادراكية	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: السنة الثالثة
مجموعة من البطاقات الملونة تحتوي صوراً ووصفاً لأنشطة مفيدة لتطوير مهارات الطفل	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: السنة الثانية
بطاقات مصورة ملونة للأطفال من سن الولادة إلى سن 12 شهر، تحتوي على وصف للعديد من الأنشطة المسلية التي تفيد في العديد من المهارات التواصلية والادراكية	سلسلة بطاقات مهاراتي الأولى: السنة الأولى
يشرح هذا الدليل أهم مبادئ وأساليب التحفيز اللغوي للأطفال من سن الولادة إلى سن ما قبل المدرسة. ويمكن استخدامه من قبل الوالدين لتدعيم عملية التأهيل اللغوي.	دليل التحفيز اللغوي لأولياء أمور الأطفال في سن ما قبل المدرس
JARAS is a program for helping Arabic speaking hearing impaired children. It provides both parents and professionals with the activities needed to develop auditory skills of children with hearing impairment.	برنامج جش للتأهيل السمعي اللفظي (جرس)






	<p>كتاب يحوي مجموعة القصص لتدريب الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد أو قصور في المهارات الاجتماعية، على كيفية التعامل مع المواقف الاجتماعية التي يمكن أن يتعرض لها في المدرسة أو المنزل أو في المجتمع. كما يمكن استخدام هذه القصص في تنمية المهارات اللغوية عند الطلاب العاديين. على أساليب علاج اضطرابات التكامل الحسي.</p>	<p>تطوير المهارات الاجتماعية</p>
	<p>كتيب يحتوي على أنشطة لمساعدة الطفل في اكتساب واستخدام صيغة الجمع في اللغة العربية والتي تتضمن جمع المؤنث السالم، وجمع المذكر السالم، وجمع التكسير، بالإضافة للمثنى</p>	<p>المثنى والجمع</p>
	<p>تهدف هذه المجموعة إلى تحسين قدرة الطفل على التمييز بين الكلمات المتشابهة وتعتبر مناسبة للأطفال الذين يعانون من ضعف سمعي. كما يمكن استخدامها مع الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في معالجة المعلومات الواردة عن طريق السمع أو اضطرابات قصور الانتباه</p>	<p>بطاقات الكلمات المتشابهة</p>
	<p>هذا الكتاب أده يتم الرجوع إليها في علاج الاضطرابات اللغوية، أو لمجرد تنمية المهارات اللغوية. ويمكن استخدام هذه المجموعة من قوائم المفردات من قبل أخصائي اضطرابات النطق واللغة، أو معلم غرفة المصادر ، أو أولياء الأمور أو أي فرد من أفراد الأسرة.</p>	<p>كتاب تطوير المفردات:قوائم وأنشطة لتطوير وإثراء المفردات</p>
	<p>يهدف هذا الكتاب إلى تزويد المستخدم بأنشطة عملية للمساعدة في علاج اضطراب معالجة المعلومات الواردة عن طريق السمع عند الأطفال، كما يمكن استخدام الأنشطة والتمارين الموجودة في هذا الكتاب لتنمية وتحسين المهارات السمعية عند الأطفال الذين يعانون من اضطرابات قصور الإلتباه والتأخر اللغوي</p>	<p>كتاب تطوير المهارات السمعية</p>
	<p>الغرض من هذا الكتاب هو تزويد المستخدم بأنشطة عملية للمساعدة في علاج التأخر أو الاضطراب في المهارات اللغوية عند الأطفال</p>	<p>كتاب تطوير المهارات اللغوية</p>
	<p>هدف هذا الكتاب إلى تزويد المستخدم بأنشطة عملية للمساعدة في علاج التأخر أو الاضطراب في المهارات النطقية عند الأطفال والذي ينتج عن أسباب مختلفة. حيث يمكن استخدام الأنشطة والتمارين الموجودة في هذا الكتاب لتنمية وتحسين المهارات النطقية عند الأطفال الذين يعانون من التأخر في الكلام، والضعف السمعي ، واضطراب العمليات الصوتية (الفونولوجية)</p>	<p>كتاب تعلم نطق الأصوات من الالف الى الياء</p>
	<p>يستخدم البرنامج مع المراهقين والبالغين الذين يعانون من مشكلة التلعثم (التأتأة). ويمكن استخدامه في المدارس ، والكليات، وعيادات النطق واللغة ، والمستشفيات.</p>	<p>برنامج علاج التأتأة للمراهقين والبالغين</p>
	<p>دليل التدخل المبكر هو برنامج تأهيلي للأطفال الذين يعانون من ضعف سمعي في سن مبكرة، ويشرح هذا الدليل أهم مبادئ العلاج السمعي الكلامي ويمكن استخدامه من قبل الآباء والأخصائيين كمصدر لتدعيم عملية التأهيل السمعي الكلامي</p>	<p>دليل التدخل المبكر للأطفال الذين يعانون من ضعف سمعي</p>







	<p>-Record any single message directly into the BIGmack communicator and press its activation surface for playback up to two minutes in length.</p> <p>-Connect a toy or appliance for additional motivation.</p> <p>-BIGmack used for visual impairments and persons with physical disabilities who require a larger target area.</p>	<p>BIGmack Communicator</p>
	<p>-specification: great sound with our built-in, all in one wireless Bluetooth speaker, recorder, and player.</p> <p>-LED LIGHT: have a beautiful color options.</p> <p>-EASY TO USE: microphone is suitable for kids and adults alike.</p>	<p>Wireless Bluetooth Toy Microphone with Led Lights</p>
		<p>دولة قطر -لعبة سيارة حجم صغير doll car small size</p>
		<p>دولة قطر -لعبة سيارة حجم كبير doll car small size</p>
		<p>دولة قطر doll train -لعبة القطار</p>



		doll plane - لعبة طائرة
		doll house - لعبة البيت الخشبي
		doll house furniture - العاب اثاث المنزل الخشبي
	<p>Listen to this is a communication game which covers various topics such as: scenarios, spatial concepts, colour, number and size. Two players sit opposite one another and work together to accomplish the assignment. One child gives verbal instructions and clues while the other child listens and responds. Enhances vocabulary and cooperation skills.</p>	listen to this سلسلة
	<p>Occupational Project These 6 detailed job scenes each have 10 related images of tools from a trade. Match the items that relate to the different work environments. This game encourages children to clarify unknown words and think about different job responsibilities</p>	Occupation Project سلسلة



	<p>الأنواع: ملتينه صنع الحديقه المدهشه عدد (1) صنع الايس كريم من الملتينه الملونه (1) - صنع البرغر من الملتينه الملونه عدد (1) مجموعة ملتينه 5 الوان عدد (2)</p>	معجون (ملتينه)
	<p>- دومينو المواصلات - دومينو الفواكه -دومينو الحيوانات -دومينو الاثاث -دومينو الملابس -دومينو المشاعر</p>	دومينو بزل
		لعبة المنطق
		noah's ark shape sort
		Garage toy
		لعبة كاشير السوبرماركت
	<p>-Pics for PECS, image collection is appropriate for all ages and supports both expressive and receptive AAC systems. - In addition to making pictures for PECS Communication Books, Pics for PECS can be used to create printed communication boards, schedules, literacy</p>	PICS FOR PECS (CD)

	activities, visual supports and overlays for speech generating devices.	
	The student version of Virtual Audiometer permits the student to either select from a predefined set of clinical cases or a case submitted by the instructor. Speech audiometry is included with voice response.	Virtual Audiometer program for the student (CD)



1. جدول الكميات والمواصفات الفنية
عطاء أجهزة ولوازم علاج النطق
 جدول الاجهزة

No.	Product	Unit	Qty	Unit Price ILS	Total Price ILS
1.	Video Otoscope with built in monitor	Each	1.00		
2.	Diagnostic Audiometer, with laptop and color printer	Each	1.00		
3.	Clinical PC Based Audiometer with printer	Each	1.00		
4.	Single wall BOOTH AUDIOMETER	Each	1.00		
5.	Diagnostic Immittance Tympanometer	Each	2.00		
6.	2 CH Auditory Brain Stim Response (ABR, ASSR)	Each	1.00		
7.	Pediatric Booth. Sibel Med 2 X 2 m	Each	1.00		
8.	Oto Acoustic emission system (OAE TE /DP)	Each	1.00		
9.	Animated Visual Reinforcement Audiometer (VRA)	Each	1.00		
10.	Speech Lab with Nasometry	Each	2.00		
11.	Nasalance & Nasal Emission measurement and feedback system w	Each	1.00		
12.	Phonatory Aerodynamics System	Each	1.00		
13.	Iowa oral performance instrument (IOPI)- Standard	Each	5.00		
14.	Portable stroboscopy and FEES System	Each	1.00		
15.	Servox Digital 220-volt Complete Foreign Voltage Kit	Each	1.00		
16.	Neuro-Muscles Electrical Stimulator Hand Held	Each	4.00		
17.	Forehead Thermometer	Each	2.00		
18.	Finger Pulse Oximeter, O2 Meter	Each	2.00		
19.	Power breathe k serious	Each	2.00		
20.	Digital Swallowing Workstation (DSW), Model 7200, complete	Each	1.00		
21.	3D Electropalatography (3D EPG) System	Each	1.00		
22.	694738 Student Otoscope Set	عدد	3.00		
23.	screening otoacoustic emission	Each	1.00		
24.	Screening Audiometer	Each	1.00		
Total					

في حالة وجود استفسار يرجى تزويدنا بها من خلال البريد الالكتروني للرد عليها pnnp@aaup.edu



أجهزة السمع

Item 2 + 24

Audiometer

An audiometer is a machine used for evaluating hearing acuity. consist of an embedded hardware unit connected to a pair of headphones and a test subject feedback button, sometimes controlled by a standard PC. Such systems can also be used with bone vibrators, to test conductive hearing mechanisms.

Brand name.

3 Years Warranty

Origin: USA, Europe, JAPAN

- audiometer
- programmable according to individual needs.
- Mode: manual and automatic perform a full range of audiometric testing in a small package with air, bone, and speech audiometry capabilities.
- Each audiogram can be displayed, transferred to a computer and/or external printer at any time
- Immediate result .
- Internal memoires
- Use the audiometer independently or with a computer
- equipped with a monitor headset and a talkback microphone for optimal communication with the test subject. Live Speech Monitor Headset and Free Field system
- single format: continues, pulsed (1.5 s) , frequency modes FM ($\pm 5\%$)
- Frequency range: from 125 up to 8000 Hz.
- Accuracy: $\pm 1\%$.
- Total harmonic distortion: less than 2%
- يجب توضيح إمكانية معايرة وفحص الجهاز بشكل دوري

Including:

- Headset , Bone conductor , Insert Phone , Patient response switch , loudspeaker cable.
Microphone (Talk back)
- Power supply .: direct or by battery .
- Free field speakers
- High frequency audiometry

Optional price :

- brand and good quality computer memory not less than 500 GB .
- brand and good quality Color printer

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف



يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Audiometer	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	<u>Manufacture</u>
Model	<u>Model</u>
Origin	<u>Origin</u>
Delivery time	<u>Delivery time</u>
3Years Warranty	<u>Yes / No</u>
audiometer	<u>Yes / No</u>
programmable according to individual needs.	<u>Yes / No</u>
Mode: manual and automatic perform a full range of audiometric testing in a small package with air, bone, and speech audiometry capabilities.	<u>Yes / No</u>
Each audiogram can be displayed, transferred to a computer and/or external printer at any time	<u>Yes / No</u>
Immediate result .	<u>Yes / No</u>
Internal memoires	<u>Yes / No</u>
Use the audiometer independently or with a computer equipped with a monitor headset and a talkback microphone for optimal communication with the test subject. Live Speech Monitor Headset and Free Field system	<u>Yes / No</u>
single format: continues, pulsed (1.5 s) , frequency modes FM (±5%)	<u>Yes / No</u>
Frequency range: from 125 up to 8000 Hz.	<u>Yes / No</u>
Accuracy: ±1 %.	<u>Yes / No</u>
Total harmonic distortion: less than 2%	<u>Yes / No</u>
Including:	<u>Yes / No</u>
Headset , Bone conductor , Insert Phone , Patient .response switch , loudspeaker cable	<u>Yes / No</u>
Microphone (Talk back)	<u>Yes / No</u>
Power supply .: direct or by battery .	<u>Yes / No</u>
Free field speakers	<u>Yes / No</u>
High frequency audiometry	<u>Yes / No</u>
<ul style="list-style-type: none"> • يجب توضيح إمكانية معايرة وفحص الجهاز بشكل دوري 	
Optional price :	<u>Yes / No</u>
brand and good quality computer memory not less than 500 GB .	
brand and good quality Color printer	
تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف	<u>Yes / No</u>
With all stander accessories	<u>Yes / No</u>
Your warranty must be include all spare parts and labor.	<u>Yes / No</u>
Price should be include installation and team training to staff in site.	<u>Yes / No</u>
Service & operation manuals are included	<u>Yes / No</u>
Date of manufacturing of system not less than 2021.	<u>Yes / No</u>



Item 3

Clinical based Audiometer

An audiometer is a machine used for evaluating hearing acuity. They usually consist of an embedded hardware unit connected to a pair of headphones and a test subject feedback button, sometimes controlled by a standard PC. Such systems can also be used with bone vibrators, to test conductive hearing mechanisms.

Brand name.**3Years Warranty****Clinical audiometer .****Origin:****Including:**

- Headset
- Bone conductor
- Insert Phone
- Printer interface cable
- Patient response switch
- loudspeaker cable.
- Microphone (Talk back)
- Power supply 30 VDC 2A Medical
- Free field speakers
- Computer interface cable
- High frequency audiometry
- يجب توضيح إمكانية معايرة وفحص الجهاز بشكل دوري

Optional price :

- brand and good quality computer memory not less than 500 GB .
- brand and good quality Color printer

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل بحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقنى

<u>Clinical based Audiometer</u>	<u>Compliance Yes / No (if no put your comments)</u>
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Origin	Origin
Delivery time	Delivery time
3 Years Warranty	Yes / No
Tone Tests: HTL, MCL, UCL, BCL, FF, FF-A, Weber test, SISI Test, Hughson-Westlake method, TEN Test	Yes / No



Speech tests: SRT, MCL, UCL, SD, SD-A, SDN, SDN-A, and QuickSIN	
AC, BC, and Free Field	Yes / No
Transducers: Insert earphones, headset and loud speakers, & Handheld push button, Real Ear Probe, REM Probe Flex	Yes / No
Tone Stimuli: Pure tone, pulsed pure tone, warble, pulsed warble, narrowband noise, and pulsed narrowband noise	Yes / No
Tone Masking: Noise Narrowband noise, white noise, speech noise	Yes / No
Speech stimuli: CD, Sound Library, or Live voice using operator microphone	Yes / No
Masking Noise: Speech noise, white noise, CD and sound files	Yes / No
REM/SM Testing: REM - REUR/REUG, REOR/REOG, REAR/REAG, REIG, RECD FF, and RECD Insert SM - Speech Mapping, Noise Reduction, Speech in noise, Comfort Optimizer, REUR/REUG, REAR/REAG, REIG, Percentile	
Talk Over / Talk Back	Yes / No
Your warranty must be include all spare parts and labor.	Yes / No
Price should be include installation and team training to staff in site.	Yes / No
Service & operation manuals are included	Yes / No
<ul style="list-style-type: none"> يجب توضيح إمكانية معايرة وفحص الجهاز بشكل دوري 	
Date of manufacturing of system not less than 2021.	Yes / No



Item 9

Animated Visual Reinforcement Audiometry VRA


Visual Reinforcement Audiometry is a testing procedure that lets doctors assess the hearing ability of preschoolers and toddlers who are too young for conventional hearing tests. VRA testing incorporates an audiometer and sound field speakers to measure a child's responses to soft sounds by rewarding their orientation to the sound.

Brand name.**3 Years Warranty****Origin****Includes:**

- Two Animated 3D Toys with Movements, Sounds, Lights
- Bright 40 LED Selectable Light Patterns /10 Selectable Sounds
- Infra-Red Remote Controlled
- Wired or Wireless Opera/on-Field Selectable
- Selectable ON-TIME Interval
- Corner Mounting Bracket-Installation Kit
- Center Boxes (controlled from same remote)
- تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

<u>Animated Visual Reinforcement Audiometry VRA</u>	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Origin	Origin
Delivery time	Delivery time
3 Years Warranty	Yes / No
Two Animated 3D Toys with Movements, Sounds, Lights	Yes / No
Bright 40 LED Selectable Light Patterns /10 Selectable Sounds	Yes / No
Infra-Red Remote Controlled	Yes / No
Wired or Wireless Opera/on-Field Selectable	Yes / No
Selectable ON-TIME Interval	Yes / No
Corner Mounting Bracket-Installation Kit	Yes / No
Center Boxes (controlled from same remote)	Yes / No
<u>تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف</u>	Yes / No
Price should be include installation training in site	Yes / No
Service & operation manuals are included &Date of manufacturing of system not less than 2020.	Yes / No



Item 5

Tympanometer

Tympanometry is a diagnostic method used to detect defects in middle ear function. Tympanometry provides the information about the presence of fluid in the middle ear, mobility of the middle ear system, and ear canal volume.

Brand name.

3 Years Warranty

Origin: USA ERROPE JAPAN

- Adult children
- Diagnostic TYMPANOMETER . and reflex (**types of probe tympano 226 hz or 1 khz + reflex probe 226 or 1 kHz or all of them**)
- Probe tone : 226hz & 1 khz
- Ability to transfer data to computer with software .
- transfer data by USB stick or cable .

Includes:

- Tympanometer
- Acoustic reflexes (ipsilateral & contralateral)
- Reflex decay
- Eustachian tube function testing
- Multi reflex frequency : (500Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz) user selectable
- Headset ,Ear tips .
- Extra probes with different sizes (for children & adults)


Optional price :

- brand and good quality computer memory not less than 500 GB .
- brand and good quality Color printer

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل بحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

<u>Tympanometer</u>	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Origin	Origin
Delivery time	Delivery time
3 Years Warranty	
Adult children	Yes / No
Diagnostic TYMPANOMETER . and reflex	Yes / No
types of probe tympano 226 hz or 1 khz + reflex probe 226 or 1 kHz or all of them	
Probe tone : 226hz & 1 khz	Yes / No



Ability to transfer data to computer with software .	Yes / No
transfer data by USB stick or cable .	Yes / No
Includes:	Yes / No
Tympanometer	Yes / No
Acoustic reflexes (ipsilateral & contralateral)	Yes / No
Reflex decay	Yes / No
Eustachian tube function testing	Yes / No
Multi reflex frequency : (500Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz) user selectable	Yes / No
Headset ,Ear tips .	Yes / No
Extra probes with different sizes (for children & adults)	
<u>Optional price :</u>	
brand and good quality computer memory not less than 500 GB .	
brand and good quality Color printer	
تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف	
Price should be include installation training in site	
Service & operation manuals are included &Date of manufacturing of system not less than 2021.	Yes / No



Item 6

Auditory Brain Stim Response (ABR, ASSR)

ASSR and ABR record bioelectric activity from electrodes arranged in similar recording arrays. ASSR and ABR are both auditory evoked potentials and use acoustic stimuli delivered through inserts. ABR & ASSR are useful in estimating hearing thresholds but in different spectral information.

Brand name.

3 years warranty

Origin: USA ERROPE JAPAN

- Upgrade anytime .
- Easy access to test setting at main screen & main parameter ..
- Quickly load protocols .
- Automatic impedance checking on screen .
- Patient state during testing
- Automatically arrange recording by intensity , acquisition order , or rate .
- two-channel auditory evoked potential (AEP) device
- With modules EP : (ECoachG , ABR Click tone burst I chip , MLR , LLR /CAEP) ASSR , VEMP types (cVEMP , oVEMP) , P300/MMN
- Ready for clinic .
- Remarkable waveforms
-

Includes:

- Disposable Electrode Pack
- Insert Earphones
- Duet 4-Snap Lead , - Duet 5-Elec. Lead

Optional price :

- Modular OAE : (DPOAE , TEOAE , SOAE)
 - brand and good quality computer memory not less than 500 GB .
 - brand and good quality Color printer

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

<u>2 CH Auditory Brain Stim Response (ABR, ASSR)</u>	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Origin	Origin
Delivery time	Delivery time
3 years warranty	Yes / No
Upgrade anytime .	Yes / No
Easy access to test setting at main screen & main parameter ..	Yes / No
Quickly load protocols .	Yes / No



Automatic impedance checking on screen .	Yes / No
Patient state during testing	Yes / No
Automatically arrange recording by intensity , acquisition order , or rate .	Yes / No
two-channel auditory evoked potential (AEP) device	Yes / No
<ul style="list-style-type: none"> With modules EP : (ECoachG , ABR Click tone burst I chip , MLR , LLR /CAEP) ASSR , VEMP types (cVEMP , oVEMP) , P300 / MMN . 	Yes / No
Ready for clinic .	Yes / No
Remarkable waveforms	Yes / No
	Yes / No
Includes:	
-Disposable Electrode Pack	
- Insert Earphones	
-_Duet 4-Snap Lead , - Duet 5-Elec. Lead	
<u>Optional price :</u>	
brand and good quality computer memory not less than 500 GB .	Yes / No
brand and good quality Color printer	
<ul style="list-style-type: none"> Modular OAE : (DPOAE , TEOAE , SOAE) 	
Price should be include installation and team training to staff in site .	Yes / No
<p>الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف</p>	
Service & operation manuals are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021	Yes / No



Item 23

screening and Diagnostic Otoacoustic emissions (TEOAE and DPOAE)

Otoacoustic emissions (OAEs) are sounds that are generated by movement of the outer hair cells in a healthy functioning cochlea in response to external stimuli.

It's an essential tool in both newborn hearing screening and diagnostic audiology for the differential diagnosis of hearing conditions.

Brand name.

3 years warranty

Origin: USA ERROPE JAPAN

- System used for screening and diagnostic testing using DPOAE, and TEOAE.
- Clear and color display
- Ability connect the system to external printer .
- Our put PDF RFT IMAGES FILE .
- Power by battery up to 20 hours or direct power supply .
- With all needed probe and accessories
- Easy test setup and data analysis
- Upgrade anytime .
- Easy access to test setting at main screen & main parameter ..
- Quickly load protocols .
- Automatic probe fit check and in ear calibration .
- View both right and left ear results in one colour coded side by side display
- Screen DPOAE : 1 Fixed protocol – freq 2,3,4,5 khz , intensity 65,55 dB , SNR 6dB pass 3 out of 4 frequ.
- Diagnostic DPOAE : 4 Configurable protocols , freq 1.5 -12 khz , intensities 40-70 Db SPL ,SNR 3-10 Db , time 0.5 1 2 4 sec , freq for pass 0 -6 .
- Screen TEOAE : 1 Fixed protocol – freq 1.5 - 4 khz , intensity 80 dB , SNR 6dB pass 3 out of 6 frequ.
- Diagnostic DPOAE : 2 Configurable protocols , freq .7 -4 khz , intensities 80 Db SPL ,SNR 3-10 Db , time 8 to 64 sec , freq for pass 0 -6 .

Includes: System, software, probe , cables , and all accessories , DPOAE and TEOAE


Optional price :

- SOAE MODES IF AVILABLE .

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

<u>Diagnostic otoacoustic emissions (TEOAE and DPOAE)</u>	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
Origin	Origin
Delivery time	Delivery time
3years warranty	Yes / No



	Yes / No
System used for screening and diagnostic testing using DPOAE, and TEOAE.	Yes / No
Clear and color display	Yes / No
Ability connect the system to external printer .	Yes / No
Our put PDF RFT IMAGES FILE .	Yes / No
Power by battery up to 20 hours or direct power supply .	Yes / No
With all needed probe and accessories	Yes / No
Easy test setup and data analysis	Yes / No
Upgrade anytime .	Yes / No
Easy access to test setting at main screen & main parameter ..	Yes / No
Quickly load protocols .	Yes / No
Automatic probe fit check and in ear calibration .	Yes / No
View both right and left ear results in one colour coded side by side display	Yes / No
Screen DPOAE : 1 Fixed protocol – freq 2,3,4,5 khz , intensity 65,55 dB , SNR 6dB pass 3 out of 4 frequ.	Yes / No
Diagnostic DPOAE : 4 Configurable protocols , freq 1.5 -12 khz , intensities 40-70 Db SPL ,SNR 3-10 Db , time 0.5 1 2 4 sec , freq for pass 0 -6 .	Yes / No
Screen TEOAE : 1 Fixed protocol – freq 1.5 - 4 khz , intensity 80 dB , SNR 6dB pass 3 out of 6 frequ.	Yes / No
Diagnostic DPOAE : 2 Configurable protocols , freq .7 -4 khz , intensities 80 Db SPL ,SNR 3-10 Db , time 8 to 64 sec , freq for pass 0 -	Yes / No
Includes:	Yes / No
System with pc , software, probe , cables , and all accessories .	Yes / No
Smart DPOAE and TEOA	Yes / No
<u>Optional price :</u>	Yes / No
SOAE MODES IF AVILABLE	Yes / No
Price should be include installation and team training to staff in site .	Yes / No
Service & operation manuals are included	Yes / No
not less than 2021	Yes / No



Item 4

Adult booth

Sound booths are enclosed room that are used to isolate noise and reduce sound transmission.

Brand name

years warranty

Origin

Includes:

Adult booth

Dimensions: 1.5 X 1.5 m

السعر يشمل التركيب في الموقع ويجب معاينة الموقع وابداء الرأي في حال وجود أية ملاحظة غير ذلك تعتبر الشركة مسؤولة عن أية نواقص أو ملاحظات .

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Adult booth	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	Yes / No
Origin	Yes / No
Adult booth	Yes / No
Dimensions: 1.5 X 1.5 m	Yes / No
Price should be including installation	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021.	Yes / No



Item 7

Pediatric booth

Sound booths are enclosed structures that are used to isolate noise and reduce sound transmission.

Brand name

years warranty

Origin

Includes:

Pediatric

Dimensions: 2 m X 2 m

Price include instillation and delivery to site at AAUP

السعر يشمل التركيب في الموقع ويجب معاينة الموقع وابداء الرأي في حال وجود أية ملاحظة غير ذلك تعتبر الشركة مسؤولة عن أية نواقص أو ملاحظات .

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Pediatric booth	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin
Pediatric	Yes / No
Dimensions: 2 m X 2 m	Yes / No
Price include instillation and delivery to site at AAUP	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021.	Yes / No



Item 8

Screening AABR/OAE

is a portable, battery-operated screening instrument that measures AABR/OAE in infants, children, Meeting all recommended screening protocols, it offers the ability to rapidly screen newborns.

Brand name

years warranty

Origin

Modes : AABR/OAE

TEST BOTH EARS AT THE SAME TIME

two methods for simultaneous testing of AABR by using IP30 insert phones with ear tips or ear cups

Handheld and portable .

screening instrument

with data management software

clear display

INSTRUMENT SPECIFICATIONS –**AABR**

_Test Signals: CE-Chirp®

Stimulus Rate: 88/sec left ear, 92.5/sec right ear

Stimulus Level: 35 dB nHL (default protocol)

INSTRUMENT SPECIFICATIONS – OAE**DPOAE**

Stimulus Frequencies: 2000, 3000, 4000, 5000 Hz

Stimulus Frequency Range: 1500 - 6000 Hz

Nominal Frequency, F2/F1 Ratio: F2, 1.22

Level L1/L2: 65/55 dB SPL

TEOAE

Stimulus Type: Non-Linear Click (according to IEC 60645-3)

Stimulus Frequency Range: 1000 – 4000 Hz Stimulus

Level: 83 dB peSPL, peak to peak calibrated, AGC controlled

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Screening AABR/OAE	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin



is a portable, battery-operated screening instrument that measures AABR/OAE in infants, children, Meeting all recommended screening protocols, it offers the ability to rapidly screen newborns.	Yes / No
Brand name	Yes / No
years warranty	Yes / No
Origin	Yes / No
Modes : AABR/OAE	Yes / No
TEST BOTH EARS AT THE SAME TIME	Yes / No
two methods for simultaneous testing of AABR by using IP30 insert phones with ear tips or ear cups	Yes / No
Handheld and portable .	Yes / No
screening instrument	Yes / No
with data management software	Yes / No
clear display	Yes / No
INSTRUMENT SPECIFICATIONS –	Yes / No
AABR	Yes / No
_Test Signals: CE-Chirp®	Yes / No
Stimulus Rate: 88/sec left ear, 92.5/sec right ear	Yes / No
Stimulus Level: 35 dB nHL (default protocol)	Yes / No
INSTRUMENT SPECIFICATIONS – OAE	Yes / No
DPOAE	Yes / No
Stimulus Frequencies: 2000, 3000, 4000, 5000 Hz	Yes / No
Stimulus Frequency Range: 1500 - 6000 Hz	Yes / No
Nominal Frequency, F2/F1 Ratio: F2, 1.22	Yes / No
Level L1/L2: 65/55 dB SPL	Yes / No
TEOAE	Yes / No
Stimulus Type: Non-Linear Click (according to IEC 60645-3)	Yes / No
Stimulus Frequency Range: 1000 – 4000 Hz Stimulus	Yes / No
Level: 83 dB peSPL, peak to peak calibrated, AGC controlled	Yes / No
تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل بحقق الهدف	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021 .	Yes / No



Item 1

Video Oscope


- Brand name
- years warranty 3
- Origin : USA EUROPE JAPAN
- Digital Hand-held video otoscope.
- built-in LED provides a powerful and bright light source
- built-in LCD screen that displays images without the need for a computer
- images may be transferred to computer either USB cable or wirelessly Rechargeable, Li-Ion battery with 4 hour operation time when fully charged
- Camera resolution 1920 x 1080 pixels
- Manual or auto focus, brightness adjustment, and variable magnification
- allowing true color capturing.
- *Includes:*

All accessories and cables , software , disposable specula

الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Video Oscope	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin
Digital Hand-held video otoscope.	Yes / No
built-in LED provides a powerful and bright light source	Yes / No
built-in LCD screen that displays images without the need for a computer	Yes / No
images may be transferred to computer either USB cable or wirelessly Rechargeable, Li-Ion battery with 4 hour operation time when fully charged	Yes / No
Camera resolution 1920 x 1080 pixels	Yes / No
Manual or auto focus, brightness adjustment, and variable magnification	Yes / No
allowing true color capturing.	Yes / No
<u>الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف</u>	Yes / No
<i>Includes:</i>	
All accessories and cables , software , disposable specula	Yes / No
Optional : laptop	Price
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021 .	Yes / No



Item 22

Otoscope student set

_Student Otoscope Set device can be used at home and clinics by general physicians, nurse practitioners, ENT doctors. And even students for training purposes. It allows students to visualize the ear.

Brand name

3years warranty

Origin USA , EROUPE , JAPAN

ADULT Pediatric

Includes:

1x otoscope

10 x spare tips

Rechargeable 60-Minute Power Handle

Wide-angle viewing lens allows

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل بحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Otoscope	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
3years warranty	warranty
Origin USA , EROUPE , JAPAN	Origin
1x otoscope	Yes / No
10 x spare tips	Yes / No
Rechargeable 60-Minute Power Handle	Yes / No
Wide-angle viewing lens allows	Yes / No
ADULT Pediatric	Yes / No
Service & operation manuals are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021.	Yes / No



أجهزة النطق

Item 20

Digital Swallowing Workstation (DSW)

The Digital Swallowing Workstation (DSW) is a powerful, multi-functional system containing a robust set of features that have been integrated into one platform for dysphagia clinicians and researchers. DSW can be used to assist with virtually every aspect of patient management, from initial assessment through rehabilitation.

.Brand name

3 years warranty

Origin: USA , EUROPE JAPAN


Integrated System for Clinicians Researchers .

- Digital video recording system for fluoroscopic and FEES exams
 - Objective measurements of key physiologic parameters related to swallowing
- Real-time visual feedback for patients to assist with therapy goals
- Complete videoendoscopic (FEES) system for bedside evaluation
- Time-linked video and physiologic data for comprehensive assessment
- Fully integrated exam management system with patient database
- Report generator containing critical exam findings and images
- Mobile cart for all system components

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Digital Swallowing Workstation (DSW)	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
3 years warranty	warranty
Origin: USA , EUROPE JAPAN	Origin
Complete with all accessories	Yes / No
Digital video recording system for fluoroscopic and FEES exams	Yes / No
<u>Objective measurements of key physiologic parameters related to swallowing</u>	Yes / No
Real-time visual feedback for patients to assist with therapy goals	Yes / No
Complete videoendoscopic (FEES) system for bedside evaluation	Yes / No
Time-linked video and physiologic data for comprehensive assessment	Yes / No
Fully integrated exam management system with patient database	Yes / No
Report generator containing critical exam findings and images	
Mobile cart for all system components	
Price should be include application training doctor at manufacture .	Yes / No
Includes PC	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation and training for staff in site	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021.	Yes / No



Item 10

Computerized Speech Lab (CSL™)

Computerized Speech Lab (CSL™) are products that set the standard in voice and speech capture and analysis.

Brand name


years warranty

Origin

Computerized speech lab that includes all modes below and software and hardware and all accessories :

Nasality Microphone :

(Nasal speech , Oral speech , Combined speech , Speech intelligibility , Speech rate Speech spectrogram , Speech FFT , Speech LPC , Pitch , Voice intensity , Voice-onset time , Acoustic nasalance)



measures both nasal and oral speech intensities to provide a measure of perceived nasality. It uses a special lightweight acoustic separator that is fitted with independent nasal and oral microphones.

The acoustic separator is positioned above the upper lip and is shaped to fit both adults and children.

LinguaGraph electropalatography (EPG) system :

- (Alveolar tongue contact , Palatal tongue contact , Velar tongue contact , Left lateral contact , Right lateral contact , Midline contact , Lingual weight , Lingual balance , Lingual center of gravity .)
- With all accessories include electrodes kit and software

• **Optional :****Speech therapy microphones :**

(High quality noise cancelling microphone , USB plug & play, simply plugs into your PC - no additional drivers required , Superior stereo sound)

(Combined speech , Speech intelligibility , Speech rate Speech spectrogram , Speech FFT , Speech LPC , Pitch , Voice intensity , Voice-onset time ,)

SNORS:


- (Nasal speech , Oral speech , Combined speech , Speech intelligibility , Speech rate Speech spectrogram , Speech FFT , Speech LPC , Pitch , Voice intensity , Voice-onset time , Acoustic nasalance , Nasal airflow , Oral airflow , Combined airflow , Aerodynamic nasalance , Aerodynamic ratio , Auxiliary channel)
- With SNORS unit , mask , SNORS 3D , software , cables complete system .

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل بحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقن



Computerized Speech Lab (CSL™)	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
years 3 Warranty	warranty
Origin	Origin
Computerized speech lab that includes all modes below and software and hardware and all accessories :	Yes / No
<u>Nasality Microphone :</u> (Nasal speech , Oral speech , Combined speech , Speech intelligibility , Speech rate Speech spectrogram , Speech FFT , Speech LPC , Pitch , Voice intensity , Voice-onset time , <u>Acoustic nasalance</u>)	Yes / No
measures both nasal and oral speech intensities to provide a measure of perceived nasality. It uses a special lightweight acoustic separator that is fitted with independent nasal and oral microphones.	Yes / No
The acoustic separator is positioned above the upper lip and is shaped to fit both adults and children.	Yes / No
<u>LinguaGraph electropalatography (EPG) system :</u>	Yes / No
(Alveolar tongue contact , Palatal tongue contact , Velar tongue contact , Left lateral contact , Right lateral contact , Midline contact , Lingual weight , Lingual balance , Lingual center of gravity .)	
With all accessories include electrodes kit and software	
<u>Optional :</u>	
<u>Speech therapy microphones :</u>	
(High quality noise cancelling microphone , USB plug & play, simply plugs into your PC - no additional drivers required , Superior stereo sound)	
(Combined speech , Speech intelligibility , Speech rate Speech spectrogram , Speech FFT , Speech LPC , Pitch , Voice intensity , Voice-onset time ,)	
<u>SNORS :</u>	
(Nasal speech , Oral speech , Combined speech , Speech intelligibility , Speech rate Speech spectrogram , Speech FFT , Speech LPC , Pitch , Voice intensity , Voice-onset time , Acoustic nasalance , Nasal airflow , Oral airflow , Combined airflow , Aerodynamic nasalance , Aerodynamic ratio , Auxiliary channel)	
With SNORS unit , mask , SNORS 3D , software , cables complete system	
Includes all accessories: headset, microphone, nasality microphone	Yes / No
Includes PC or laptop	Yes / No
	Yes / No
Price should be include installation & training for staff in site	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2020 .	Yes / No



Item 21

Electropalatography (3D EPG) System

3D Electropalatography (3D EPG) uses state-of-the-art computer animation and 3D modelling techniques to illustrate where the tongue touches the hard-palate during speech. The 3D model, which can be rotated 360°, provides direct articulatory information in real-time.

Brand name

years warranty

Origin

Includes all accessories:

- LinguaGraph EPG unit
- LinguaView 3D software
- Carry case
- Neck strap
- Wrist strap
- Handgrip
- Signal cord
- 2 meter locking USB cable
- User manual

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقنى

Electropalatography (3D EPG) System	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin
LinguaGraph EPG unit	<u>Yes / No</u>
LinguaView 3D software	<u>Yes / No</u>
Carry case	<u>Yes / No</u>
Neck strap	<u>Yes / No</u>
Wrist strap	<u>Yes / No</u>
Handgrip	<u>Yes / No</u>



Signal cord	<u>Yes / No</u>
2 meter locking USB cable	<u>Yes / No</u>
Includes laptop	<u>Yes / No</u>
	<u>Yes / No</u>
	<u>Yes / No</u>
Price should be include installation & training for staff in site	<u>Yes / No</u>
Service & operation manuals and spare parts list are included	<u>Yes / No</u>
Date of manufacturing system not less than 2020.	<u>Yes / No</u>



Item 11

Nasalance & Nasal Emission measurement and feedback system

Measures nasalance and nasal air emission


Brand name
years warranty
Origin

Includes:

- Nasalance software with manual Nasalance Mask handle with electronics and USB connectivity
- OroNasal masks, one adult and one child
- Nasalance Separator handle with A/D electronics and USB connectivity
- removable separator plates - narrow, medium, wide
- One calibration verification tube for mask handle

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Nasalance & Nasal Emission measurement and feedback system	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin
Nasalance software with manual Nasalance Mask handle with electronics and USB connectivity	Yes / No
OroNasal masks, one adult and one child	Yes / No
Nasalance Separator handle with A/D electronics and USB connectivity	Yes / No
removable separator plates - narrow, medium, wide	Yes / No
One calibration verification tube for mask handle	Yes / No
	Yes / No
	Yes / No
	Yes / No
Includes laptop or PC	Yes / No
Price should be include installation & training g for staff in site	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2020 .	Yes / No



Item 14

Portable stroboscopy and FEES System

Flexible fiberoptic laryngoscope, and Rigid laryngoscopes (Pediatric, and Adult)

Brand name

years warranty

Origin

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Portable stroboscopy and FEES System	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin
fiberoptic laryngoscope	Yes / No
Rigid laryngoscopes	Yes / No
Depth of sharpness:	
Bending:	
Effective length:	
Angle of view:	
Diameter:	
Software control center	Yes / No
Contact funnel for microphone	Yes / No
Includes laptop	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be include installation & training for staff in site	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2020.	Yes / No



Item 12

Phonatory Aerodynamics System

The Phonatory Aerodynamic System (PAS) provides airflow and pressure measurements for comprehensive laryngeal function studies.

Brand name
years warranty
Origin

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Phonatory Aerodynamics System	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin	Origin
bilateral handles	Yes / No
face mask for adults (both reusable and disposable)	Yes / No
face mask for children (both reusable and disposable)	Yes / No
pneumotach	Yes / No
pressure transducer	Yes / No
microphone	Yes / No
Includes laptop or PC	Yes / No
10 years Warranty for spare parts Availability from date of instillation	Yes / No
Price should be including installation & training for staff in site	Yes / No
Service & operation manuals and spare parts list are included	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2020.	Yes / No



Item 15

Servox Digital Speech Aide Kit

Servox Digital is a hand held device and electronic larynx (electrolarynx), a battery-operated machine that produces sound for you to create a voice.

Brand name

3years warranty

Origin

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

<u>Servox Digital Speech Aide Kit</u>	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
3years warranty	warranty
Origin	Origin
Digital speech aid hand held	Yes / No
With Battery and charger	Yes / No
Easy use	Yes / No
Oral Connector and Tubes, replaceable Neck Cord	Yes / No
Storage Bag/Holster and full instructions	Yes / No
Dual button	Yes / No
	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021 .	Yes / No



Item 13

oral performance instrument (IOPI)- Standard

IOPI System is a hand held device used to objectively measure and document lip and tongue strength and endurance.

Brand name
years warranty
Origin: USA

IOPI Model , carrying case battery , bulb , tubes ,

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف
يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

lowa oral performance instrument (IOPI)- Standard	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	
Origin: USA,	Yes / No
IOPI Model	Yes / No
Carrying Case	Yes / No
Tongue Bulbs no. 10	Yes / No
Connecting Tubes no. 2	Yes / No
Accuracy Check Syringe no. 1	Yes / No
Set of AA batteries no.1	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021 .	Yes / No



Item 16

Neuro-Muscles Electrical Stimulator Hand Held

NMES is used as a rehabilitation and preventive tool for partially or totally immobilized patients or could be used as a post-exercise recovery device for patients with motor speech disorders and swallowing problems

Brand name

3years warranty

Origin: USA ERUPOE .

EMG

- Dual channel EMG
- EMG Range: 0.2 to 2000 μ V RMS (continuous) , Sensitivity: 0.1 μ V RMS
- 1.3 Accuracy: 4% of iV reading \pm 0.3 μ V at 200 Hz
- 1.4 Selectable Bandpass filter – 3db Bandwidth,
 - a. Wide: 18 Hz \pm 4 Hz to 370 Hz \pm 10% – Reading below 235 microvolts 10 Hz \pm 3 Hz to 370 Hz \pm 10% – Reading above 235 microvolts
 - b. Narrow: 100 Hz \pm 5% to 370 Hz \pm 10% 1.5 Notch filter: 50 Hz (Canada 60Hz) – 33 dbs (0.1% accuracy)
- Common Mode Rejection Ratio: 130 dbs Minimum @ 50 Hz
- Work / Rest periods: 2-99 seconds ,Number of Trials: 1-99

STIM (Neuromuscular Stimulation)

- 4 channel Stimulator
- Amplitude: 0-90 mA into 500 Ohm load – actual mA will tend to be less than indicated due to electrode impedance: at 1000 Ohms load (Electrodes in poor condition) the maximum will be limited to 75 mA, at 1500 Ohms load the maximum will be limited to 50 mA.
- Type: Constant current, maximum output voltage 70 Volts +5 / -10 Volts
- Waveform: Symmetrical, rectangular, bi-phasic with net zero DC current
- Pulse width selection: 50-450 μ S (2% accuracy)
- Pulse rate selection: 2-100 Hz (2% accuracy)
- Work / Rest periods: 2-99 seconds , Time 1 – 99 minutes
- Ramp up time: 0.1 – 9.9 seconds
- Preset and user programmable treatment Programs
- Automatic output shut off with detection of open electrode above 0.5 mA

Battery: 4 x AA. Low battery indication at 5.4 volts \pm 0.2 volts, automatic shut off when voltage drops below the low indication.

With different size and shape skins electrodes not less than 25 pcs .

تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف



يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Neuro-Muscles Electrical Stimulator Hand Held	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model	Model
warranty	warranty
Origin: USA	Yes / No
hardshell carry case	Yes / No
flash drive preloaded with the SHARE program software and the VitalStim software	Yes / No
color coded leadwires 4	Yes / No
hand switch remote	Yes / No
sEMG reference leadwire	Yes / No
packs of VitalStim adult electrodes 1	Yes / No
pack Reference EMG electrodes 1	Yes / No
dock and stylus	Yes / No
EMG	Yes / No
Dual channel EMG	Yes / No
EMG Range: 0.2 to 2000 μ V RMS (continuous) , Sensitivity: 0.1 μ V RMS	
1.3 Accuracy: 4% of iV reading +/-0.3 μ V at 200 Hz	
1.4 Selectable Bandpass filter – 3db Bandwidth,	Yes / No
a. Wide: 18 Hz +/- 4 Hz to 370 Hz +/- 10% – Reading below 235 microvolts 10 Hz +/-3 Hz to 370 Hz +/- 10% – Reading above 235 microvolts	Yes / No
b. Narrow: 100 Hz +/- 5% to 370 Hz +/- 10% 1.5 Notch filter: 50 Hz (Canada 60Hz) – 33 dbs (0.1% accuracy)	Yes / No
Common Mode Rejection Ratio: 130 dbs Minimum @ 50 Hz	Yes / No
Work / Rest periods: 2-99 seconds , Number of Trials: 1-99	Yes / No
STIM (Neuromuscular Stimulation)	
4 channel Stimulator	
Amplitude: 0-90 mA into 500 Ohm load – actual mA will tend to be less than indicated due to electrode impedance: at 1000 Ohms load (Electrodes in poor condition) the maximum will be limited to 75 mA, at 1500 Ohms load the maximum will be limited to 50 mA.	
Type: Constant current, maximum output voltage 70 Volts +5 / -10 Volts	
Waveform: Symmetrical, rectangular, bi-phasic with net zero DC current	
Pulse width selection: 50-450 μ S (2% accuracy)	
Pulse rate selection: 2-100 Hz (2% accuracy)	
Work / Rest periods: 2-99 seconds , Time 1 – 99 minutes	
Ramp up time: 0.1 – 9.9 seconds	
Preset and user programmable treatment Programs	
Automatic output shut off with detection	



Battery: 4 x AA. Low battery indication at 5.4 volts +/- 0.2 volts, automatic shut off when voltage drops below the low indication.	
With different size and shape skins electrodes not less than 25 pcs .	
<u>تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك</u> <u>تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف</u>	
Date of manufacturing system not less than 2021 .	Yes / No



Item 19

Power breathe k serious

The K-Series training resistance is specifically designed to match the dynamic changes in breathing muscle strength throughout the human breath. It automatically adapts to increases the person's inspiratory muscle strength at the beginning of each training session.

Brand name
years warranty
Origin: UK
Model: k5
Includes:

- POWER breathe K5 Inspiratory Muscle Trainer
- Recharging & display stand
- Instructional DVD (approx: 35-mins)
- Soft-touch nose-clip
- Storage pouch
- 4 cleansing tablets
- User Manual
- تلتزم الشركة بتقديم كل متطلبات التشغيل والملحقات الأساسية في عرضها بشكل واضح و كامل وغير ذلك تعتبر مسؤولة عن التوريد بشكل غير كامل يحقق الهدف

يجب تعبئة الجدول بالأسفل بالإضافة الى تقديم عرض الشركة التقني

Power breathe k serious	Compliance Yes / No (if no put your comments)
Manufacture	Manufacture
Model:	Model
3 years warranty	warranty
Origin: USA	Yes / No
K5 POWER breathe Inspiratory Muscle Trainer	Yes / No
Mouth Piece	Yes / No
USB Charging Cable	Yes / No
USB Power Adaptor	Yes / No
Soft Case	Yes / No
Stand	Yes / No
Instruction manual	Yes / No
Breathe-Link Software CD	Yes / No
Cleansing Tablets Trial Pack	Yes / No
Nose Clip	Yes / No
	Yes / No
Date of manufacturing system not less than 2021 .	Yes / No

